

Data di Emissione 25/03/2012

**RAPPORTO DI PROVA N° 12-842-001**

1/2

<b>Descrizione campione</b>	ANOLYTE NEUTRO - IGIENIZZANTE		
<b>Cliente</b>	ACQUA ATTIVA DI MARIO BUZZI VIA DANTE 10 20875 - BURAGO DI MOLGORA, MB	<b>Luogo di campionamento</b>	VIA DANTE 10 20875 - BURAGO DI MOLGORA, MB
<b>Campionatore</b>	SIG. BUZZI	<b>Data di campionamento</b>	24/01/2012
<b>Prelevatore</b>	SIG. BUZZI	<b>Data di prelievo</b>	24/01/2012
<b>Numero accettazione</b>	12-842	<b>Data di accettazione</b>	24/01/2012
<b>Data inizio analisi</b>	22/02/2012	<b>Data fine analisi</b>	23/02/2012
<b>Note campione</b>	-		

E' stata eseguita una prova di efficacia del prodotto Anolyte neutro nei confronti di specie di Staphylococchi , proveniente da ceppo ATCC e isolati da piscine. Il prodotto è stato utilizzato alle concentrazioni solitamente utilizzate nell'ambiente piscina ( 0,7mg/l di cloro libero e 0,99 mg/l di cloro libero) e i campioni di acqua sono stati inoculati con concentrazioni diverse di *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 e *Staphylococcus species* isolato da piscina , e conservati a temperatura ambiente. Sono stati eseguiti i conteggi degli Staphylococchi al tempo 0 e dopo 1 ora dall'inoculo. Prima dell'inoculo è stata misurata anche la concentrazione del Cloro libero con l'apposito kit della Vwr.

Vedi tabella successiva.

# dati e informazioni forniti dal cliente ed inseriti per completezza

0 livello di confidenza al 95%, fattore di copertura 2

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

Analisi eseguita presso il laboratorio ECAM Viale del Lavoro 6 - 38030 Monte di Malo (VI) - Tel: 0445 60593E - Fax 0445 581410 - info@ecamricert.com

Laboratorio iscritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo (D.G.R.V. n° 3844/2004)

Laboratorio di ricerca alimentare qualificato art. 14 DM 582/2000-G.U. n° 29/2003


RAPPORTO DI PROVA N° 12-842-001

2/2

**Valutazione efficacia ANOLYTE**

	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	<i>Staphylococcus spp.da piscina</i>	<i>Staphylococcus spp.da piscina</i>	<i>Staphylococcus spp.da piscina</i>	<i>Staphylococcus spp.da piscina</i>
concentrazione microbica UFC/100ml	178	178	416	416	368	368	522	522
concentrazione Anolyte(Cloro libero) mg/l	0,7	0,99	0,7	0,99	0,7	0,99	0,7	0,99
UFC/50 ml t=0	<1	8	61	<1	<1	<1	84	<1
UFC/100 ml t=0	<1	16	122	<1	<1	<1	168	<1
UFC/100 ml t=1 ora	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

**Note:** come si vede dalla tabella gli staphylococchi sono inibiti molto efficacemente dal prodotto Anolyte nella normali condizioni d'uso; in particolare alla concentrazione di 0,99 mg/l di cloro libero i microorganismi sono inibiti immediatamente, mentre alla concentrazione più bassa (0,70 mg/l) l'inibizione avviene entro un'ora.



# dati e informazioni forniti dal cliente ed inseriti per completezza

C livello di confidenza al 95%, fattore di copertura 2

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

Analisi eseguita presso il laboratorio ECAM Viale del Lavoro 8 - 36030 Montebelluna (VI) - Tel. 0445 605636 - Fax 0445 581430 - info@ecamricert.com

Laboratorio iscritto al Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocertificazione (D.G.R. V. n° 3644/2004)

Laboratorio di ricerca altamente qualificato ai sensi del DM 593/2000-G.U. n° 29/2003